

CATETERES ANGIOGRÁFICOS

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Descrição: Os cateteres angiográficos são cateteres intravasculares de utilização única, esterilizados, não pirogénicos e descartáveis.

Indicações: Os cateteres angiográficos destinam-se a ser utilizados para proporcionar meios radiopacos a locais seleccionados do sistema vascular, em associação a pro-cedimentos de diagnóstico de rotina. Também é possível utilizar cateteres angiográficos com faixas de marcação para medições anatómicas.

Contra-indicações: Não são conhecidas.

Advertências:

- O cateter angiográfico Impress com revestimento hidrofílico não deve ser usado nas artérias coronárias.
- Os cateteres angiográficos destinam-se apenas para uma única utilização.
- Tamanho recomendado do fio-guia: consultar a etiqueta individual do cateter.
- A utilização de fios-guia tem sido associada a uma maior incidência de formação de trombos.

Precauções:

- Não utilizez se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizez após a data de validade.
- Não esterilizar em autoclave.
- Retirar cuidadosamente o cateter da embalagem segurando o eixo e puxando-o lentamente da embalagem.
- Caso se depare com resistência ao retirar o fio-guia do cateter, retirar o fio-guia e o cateter como uma unidade para impedir lesões potenciais para a parede vascular.
- Enxaguar todos os dispositivos que penetram num vaso sanguíneo com soro fisiológico heparinizado esterilizado ou com uma solução isotónica semelhante antes da utilização.
- Para cateteres que contenham revestimento de polímeros hidrófilos na superfície distal do cateter, a superfície da parte distal deve encontrar-se completamente molhada com uma solução de forma a que permaneça lubrificada. Deve ter cuidado ao molhar o cateter antes e durante a utilização.

Efeitos adversos:

Os cateteres angiográficos da Merit Medical devem ser utilizados por médicos familiarizados com a introdução de cateteres percutâneos. As complicações que podem ser associadas à utilização de cateteres angiográficos incluem as seguintes, mas não se limitam às mesmas:

- Formação de trombos/êmbolos;
- Embolia gasosa;
- Hematoma no local da punção;
- Lesões das paredes arteriais;
- Deslocamento de placa;
- Enfarte do miocárdio;
- Arritmias cardíacas;
- Infecção;
- Perfuração da parede vascular;
- Reacção alérgica a meios de contraste;
- Oclusão vascular;
- Espasmos vasculares;
- AVC e morte.

Instruções de utilização:

- Recomenda-se a utilização de um fio-guia revestido com os cateteres angiográficos da Merit.
- Introduzir o cateter no vaso sanguíneo utilizando a técnica preferida de acesso vascular.
- Cateteres com "rabo de porco". Os cateteres com "rabo de porco" estão munidos de um endireitador. O mesmo é fendido para uma fácil remoção após a ponta do cateter estar sobre o fio-guia.
- Fazer correr o endireitador para a frente até que o "rabo de porco" esteja direito.
- Colocar a ponta do cateter no fio-guia e retirar o endireitador puxando a respectiva aba.
- FAIXAS DE MARCAÇÃO. A precisão de medição anatómica é de ± 4%.

Estéril e apirogénico. Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Conservar num local seco e fresco.

DECLARAÇÃO DE AVISO ACERCA DA REUTILIZAÇÃO

Para ser usado apenas num doente. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. A reutilização, reprocessamento ou reesterilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou conduzir a falhas de funcionamento, o que por sua vez, pode resultar em lesões, doença ou morte do doente. A reutilização, reprocessamento ou reesterilização podem criar um risco de contaminação do dispositivo e/ou causar infecções no doente ou o contágio, incluindo, mas não limitado a transmissão de doença(s) infecto-contagiosas(s) de um doente para outro. A contaminação do dispositivo pode causar lesões, doença ou morte do doente.

ANGIOGRAFISCHE KATHETERS

GEBRUIKSAANWIJZING

Beschrijving: Angiografische katheters zijn steriele, pyrogeenvrije, disposable intra-vasculaire katheters voor eenmalig gebruik.

Indicates: Angiografische katheters zijn bestemd voor het leveren van radiopake media op selectieve plaatsen in het vaatstelsel in combinatie met diagnostische routineprocedures. Angiografische katheters met markerbanden kunnen ook wor-den gebruikt voor anatomische metingen.

Contra-indicaties: Geen bekend.

Waarschuwingen:

- De Impress angiografiekatheter met hydrofiele coating mag niet in kransslagaders worden gebruikt.
- Angiografische katheters zijn voor eenmalig gebruik.
- Aanbevolen afmeting voerdraad: Zie het individuele label van de katheter.
- Het gebruik van een voerdraad is in verband gebracht met een hogere incidentie van trombusvorming.

Voorzorgsmaatregelen:

- Niet gebruiken indien verpakking geopend of beschadigd is.
- Niet gebruiken na vervaldatum.
- Niet in een autoclaaf steriliseren.
- Verwijder de katheter voorzichtig uit de verpakking door hem in het midden vast te pakken en langzaam uit de verpakking te trekken.
- Als weerstand wordt ondervonden wanneer de voerdraad uit de katheter wordt getrokken, verwijdt u de voerdraad en katheter als één geheel om mogelijke schade aan de vaatwand te voorkomen.
- Spoel vóór gebruik alle hulpmiddelen die in een bloedvat zullen worden opgevoerd met steriele gehepariniseerde zoutoplossing of gelijksortige isotonische oplossing.
- Bij katheters met een hydrofiele polymeercoating op het distale oppervlak van de katheter moet het oppervlak van het distale gedeelte van de katheter volledig bevochtigd zijn met een oplossing om gesmeerd te blijven. De juiste voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen om de katheter vóór en tijdens het gebruik vochtig te maken en te houden.

Bijwerkingen:

Merit Medical angiografische katheters moeten worden gebruikt door artsen die bekend zijn met percutane introductie van katheters. Complicaties die met het ge-bruik van angiografische katheters in verband kunnen staan omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende:

- Trombusvorming/emboli
- Luchtembolie
- Hematoom op de punctieplek
- Schade aan de arteriële wand
- Losraken van plaque
- Mycocardinfarct
- Hartaritmie
- Perforatie van de vaatwand
- Allergische reactie op contrastmedia
- Vasculaire ocluslie
- Vaatkrampen
- Beroerte en overlijden

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik met Merit angiografische katheters wordt een gecoate voerdraad aanbevolen.
- Introduceer de katheter in het bloedvat met gebruik van een vasculaire inbrengtechniek van uw keuze.
- PIGTAIL-katheters. Pigtail-katheters zijn uitgerust met een strekker. Dit type katheter is geschikt voor gemakkelijke verwijdering nadat de kathetertip zich op de voerdraad bevindt.
- Schuif de strekker naar voren totdat de pigtail recht is.
- Plaats de kathetertip op de voerdraad en verwijder de strekker door aan het lipje van de strekker te trekken.
- MARKEERBANDEN. De nauwkeurigheid van anatomische metingen is ± 4%.

Steriel en pyrogeenvrij mits in ongeopende, onbeschadigde verpakking. Koel en droog bewaren.

WAARSCHUWING INZAKE HERGEBRUIK

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken, opnieuw gebruiksklaar maken of opnieuw steriliseren. Hergebruiken, opnieuw gebruiksklaar maken of opnieuw steriliseren kan de structurele integriteit van het hulpmiddel aantasten en/of tot het falen van het hulpmiddel leiden, met als mogelijk gevolg letsel, ziekte of overlijden van de patiënt. Hergebruiken, opnieuw gebruiksklaar maken of opnieuw steriliseren kan ook een risico van besmetting van het hulpmiddel en/ of infectie van de patiënt of kruisinfectie veroorzaken, inclusief maar niet beperkt tot, de overdracht van besmettelijke ziekte(n) tussen patiënten. Besmetting van het hulpmiddel kan leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt.

ANGIOGRAFIKATETRAR

BRUKSANVISNING

Beskrivning: Angiografikatetrar är kasserbara, sterila, pyrogenfria intravaskulära katetrar för engångsbruk.

Indikationer: Angiografikatetrar har konstruerats för att tillföra kontrastmedel till valda platser i kärlsystemet i samband med rutinmässiga diagnostiska procedurer. Angiografikatetrar med markeringsränder kan även användas för anatomiska mätningar.

Kontraindikationer: Inga kända.

Varningar:

- Den angiografiska katetern Impress med hydrofilbeläggning ska inte användas i koronarartererna.
- Angiografikatetrar är för engångsbruk.
- Rekommenderad ledarstorlek: Se den enskilda kateteretiketten.
- Ledare har associerats med ökad benägenhet för trombbildning.

Försiktighetsåtgärder:

- Använd inte om förpackningen är öppnad eller skadad.
- Använd inte efter utgångsdatum.
- Autoklavera inte.
- Avlägsna försiktigt katetern från förpackningen genom att greppa navet och långsamt dra ut den från förpackningen.
- Om du känner motstånd när du drar ut ledaren från katetern, ska du avlägsna ledaren och katetern som en enhet för att förhindra möjlig skada på kärlväggen.
- Spola alla enheter som ska föras in i ett blodkärl med steril, hepariniserad koksaltlösning eller liknande lösning före användning.
- För katetrar som innehåller hydrofil polymeröverdrag på kateterns distala yta, måste ytan på kateterns distala del vara fullständigt fuktad med lösning för att förbli smord. Ändamålsenlig försiktighet måste iakttas för att fukta katetern före och under användning.

Ogynnsamma effekter:

Merit Medicals angiografikatetrar bör användas av läkare med erfarenhet av perkutan kateterinförel. Komplikationer som kan uppstå in samband med användning av angiografikatetrar inkluderar bl.a. följande:

- Trombbildning/emboli
- Luftemboli
- Hematom vid punkteringsstället
- Artärvägghskada
- Placklossning
- Myokardiell infarkt
- Hjärtarytmi
- Infektion
- Perforerad kärlvägg
- Allergiska reaktioner mot kontrastmedlet
- Vaskulär ocklusion
- Kärldispasm
- Stroke och död

Bruksanvisning:

- En ledare med beläggning rekommenderas för användning med Merits angiografikatetrar.
- För in katetern i blodkärlet med önskad vaskulär införelsteknik.
- PIGTAIL-katetrar. Pigtail-katetrar är försedda med uträtare. Den är delad för lätt borttagning efter att kateterspetsen befinner sig på ledaren.
- Skjut uträtaren framåt tills pigtail-katetern är rak.
- Placera kateterspetsen på ledaren och avlägsna uträtaren genom att dra i uträtarens filk.
- MARKERINGSRÄNDRER. Den anatomiska mätningnogrannheten är ± 4%.

Innehållt är pyrogenfritt i oöppnad och oskadad innerförpackning. Lagras vid normal rumstemperatur.

VARNING ANGÅENDE ÅTERANVÄNDNING

Endast för användning till en patient. Får inte återanvändas, rengöras för återanvändning eller omsteriliseras. Återanvändning, rengöring för återanvändning eller omsterilisering kan nedsätta produktens strukturella integritet och/eller medföra att produkten inte fungerar, vilket i sin tur kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall. Återanvändning, rengöring för återanvändning eller omsterilisering kan också leda till att produkten kontamineras och/eller orsaka patientinfektion eller smittöverföring, bl.a. överföring av infektös(a) sjukdom(ar) från en patient till en annan. Kontaminering av produkten kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall.

ANGIOGRAFISCHE KATETRE

BRUGSANVISNING

Beskrivelse: Angiografiske katetre er sterile, ikke-pyrogene intravaskulære katetre, som skal kasseres efter engangsbrug.

Indikationer: Angiografiske katetre er beregnet til levering af kontraststof til ud-valgte steder i det vaskulære system i forbindelse med rutinemæssige diagnostiske procedurer. Angiografiske katetre med markørbånd kan desuden anvendes til anatomiske målinger.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Advarsler:

- Impress angiografiske katetre med hydrofil belægning må ikke bruges i koronararterierne.
- Angiografiske katetre er til engangsbrug.
- Anbefalet guidewirestørrelse: Se etiketten til det individuelle kateter.
- Brug af guidewire har været forbundet med mere udbredt forekomst af trombedannelse.

Forholdsregler:

- Må ikke bruges, hvis emballagen er åbnet eller beskadiget.
- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
- Må ikke autoklaveres.
- Tag forsigtigt kateteret ud af emballagen ved at tage fat på midten og langsomt trække det ud af emballagen.
- Hvis der mærkes modstand, når guidewiren fjernes fra kateteret, skal guidewiren og kateteret fjernes samlet som en enhed for at forhindre eventuel beskadigelse af karvæggen.
- Skyl alle ordninger som indføres i et blodkar med sterilt hepariniseret saltvand eller tilsvarende isotonisk opløsning inden brug.
- For katetre med hydrofil polymerbelægning på katetets distale overflade skal overfladen af katetrets distale del være fuldstændig våd med opløsning for at forblive smurt. Vær omhyggelig med at fugte kateteret forud for og under brug.

Utilsigtede hændelser:

Merit Medicals angiografiske katetre bør anvendes af læger, som er bekendte med perkutan kateterinføring. Komplikationer, som kan være forbundet med brug af angiografiske katetre inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende:

- Trombedannelse/emboli
- Luftemboli
- Hæmatom på punkturstedet
- Beskadigelse af arterievæggen
- Plaqueløsrivelse
- Hjerteinfarkt
- Hjertearytmi
- Infektion
- Perforering af karvæggen
- Allergiske reaktioner over for kontraststof
- Vaskulær okklusion
- Vaskulær spasme
- Slagtilfælde og død

Bruksanvisning:

- En belagt guidewire er anbefalet til brug med Merit angiografiske katetre.
- Indfør kateteret i blodkarret ved brug af den foretrukne teknik til vaskulær adgang.
- PIGTAIL-katetre. Pigtail-katetre anbringes med en retteenhed. Den er opdelt for at gøre den let at fjerne, når kateterspidsen sidder på guidewiren.
- Skub retteenheden frem indtil pigtail-kateteret er lige.
- Anbring kateterspidsen på guidewiren og fjern retteenheden ved at trække i den tilhørende flig.
- MARKØRBÅND. Nøjagtigheden af de anatomiske målinger er ± 4%.

Steril og pyrogenfri så længe inderemballagen er uåbnet og ubeskadiget. Opbevares tort og koldt.

SIKKERHEDSMEDDELELSE OM GENBRUG

Må kun anvendes på én patient. Må ikke genbruges, omarbejdes eller resteriliseres. Genbrug, omarbejdning, eller resterilisation kan kompromittere den strukturelle integritet af instrumentet og/eller føre til svigt af instrumentet, hvilket kan resultere i patientskade, -sygdom eller -død. Genbrug, omarbejdning eller resterilisation kan også åbne risiko for kontamination af instrumentet og/eller forårsage infektion eller krydsinfektion, såsom for eksempel overførelse af smitsom(me) sygdom(me) fra en patient til en anden. Kontamination af instrumentet kan føre til patientskade, -sygdom eller -død.

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΡΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή: Οι αγγειογραφικοί καθήτρες είναι ενδαγγειακοί καθήτρες αποστειρωμένοι, μη πυρετογόνοι, αναλώσιμοι, για μία και μόνη χρήση.

Ενδείξεις: Οι αγγειογραφικοί καθήτρες είναι σχεδιασμένοι για χρήση στην παροχέτευση ακτινοσκοπικού μέσου σε επιλεγμένες θέσεις στο αγγειακό σύστημα, σε συνδυασμό με διαγνωστικές διαδικασίες ρουτίνας. Οι αγγειογραφικοί καθήτρες με δακτύλιους σήμανσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ανατομικές μετρήσεις.

Αντενδείξεις: Καμία γνωστή.

Προειδοποιήσεις:

- Ο κΟ καθήτρας αγγειογραφίας Impress με υδρόφιλη επικάλυψη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε στεφανιαίες αρτηρίες.
- Οι αγγειογραφικοί καθήτρες προορίζονται για μία και μόνη χρήση.
- Συνιστώμενο μέγεθος οδηγού σύρματος: Αναφερθείτε στην ετικέτα του κάθε καθήτρη.
- Το οδηγό σύρμα έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερη συχνότητα σχηματισμού θρόμβων.

Προφύλαξεις:

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.
- Μην το αποστειρώνετε σε αυτόκληστο κλίβανο αποστειρώσης.
- Αραιώστε προσεκτικά τον καθήτρη από το πακέτο, πιάνοντας τη μήλη και αποσπώντάς τον αργά από το πακέτο.
- Εάν νιώσετε αντίσταση κατά την αφαίρεση του οδηγού σύρματος από τον καθήτρη, αραιώστε το οδηγό σύρμα και τον καθήτρη ενδεχόμενης ζημιάς στα τοιχώματα των αγγείων.

σας ενιαία μονάδα για την αποτροπή αραρώστε το οδηγό σύρμα και τον καθήτρη ενδεχόμενης ζημιάς στα τοιχώματα των αγγείων.

- Εκπλύνετε όλες τις συσκευές που εισάγονται σε αμοφόρο αγγείο με αποστειρωμένο ηπαιρωσιποιημένο φυσιολογικό ορό, ή με παρόμοιο ισοτονικό διάλυμα πριν τη χρήση.
- Για τους καθήτρες που περιέχουν επικάλυψη από υδρόφιλο πολυμερές στην περιφερική επιφάνεια του καθήτρη, η επιφάνεια του περιφερικού τμήματος του καθήτρη πρέπει να εφυγρανθεί πλήρως με διάλυμα για να διατηρεί τη λιπανση. Πρέπει να δίδεται η κατάλληλη προσοχή ώστε ο καθήτρας να εφυγραίνεται πριν από κάθε χρήση και κατά τη διάρκεια αυτής.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Οι αγγειογραφικοί καθήτρες της Merit Medical πρέπει να χρησιμοποιούνται από γiatρούς εξοικειωμένους με τη διαδερμική εισαγωγή καθήτρων. Επιπλοκές που μπορεί να συσχετιστούν με τη χρήση των αγγειογραφικών καθήτρηων περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις κάτωτις:

- Σχηματισμό θρόμβου/εμβολισμό
- Αιμάτωμα στο σημείο διάτρησης
- Αποκόλλητη πλάκος
- Καρδιακές αρρυθμίες
- Διάτρηση του τοιχώματος του αγγείου
- Αγγειακή απόφραξη
- Εγκεφαλικό επεισόδιο και θάνατος
- Εμβολισμό αέρα
- Ζημιά στα αρτηριακά τοιχώματα
- Εμυρραγία του μυοκαρδίου
- Λοίμωξη
- Αλληργική αντίδραση στο ακτινοσκοπερό μέσο
- Αγγειακοί σπασμοί

Οδηγίες χρήσης:

- Συνιστάται για χρήση οδηγό σύρμα με επικάλυψη για χρήση με τους αγγειογραφικούς καθήτρες της Merit.
- Εισάγετε τον καθήτρη στο αμοφόρο αγγείο με τη χρήση τεχνικής αγγειακής εισαγωγής της επιλογής σας.
- Ελκκοειδείς (PIGTAIL) καθήτρες. Οι ελκκοειδείς καθήτρες περιλαμβάνουν εξάρτημα ευθυγράμμισης. Διαχωρίζεται για εύκολη αφαίρεση όταν το άκρο του καθήτρη είναι στο οδηγό σύρμα.
- Σύρετε το εξάρτημα ευθυγράμμισης προς τα εμπρός έως ότου το ελκκοειδές μέρος γίνει ίσιο.
- τοποθετήστε το άκρο του καθήτρη στο οδηγό σύρμα και αραιώστε το εξάρτημα συγκράτησης τραβώντας το από τη γλωττίδα του εξαρτήματος ευθυγράμμισης.
- ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ. Η/καρίβεια ανατομικής μέτρησης είναι ± 4%.

Αποστειρωμένο και ελεύθερο από πυρετογόνες ουσίες τόσο όσο η εσωτερική συσκευασία είναι αβλαβής και όχι ανομιγμένη. Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΕΚ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΗ

Για χρήση μόνο σε έναν ασθενή. Μη χρησιμοποιείτε ξανά, υποβάλλετε σε εκ νέου επεξεργασία ή εκ νέου αποστείρωση. Η εκ νέου χρήση, εκ νέου επεξεργασία ή εκ νέου αποστείρωση μπορεί να βλάψει τη δομική ακεραιότητα της συσκευής ή/και να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής ή οποια, με τη σειρά της, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενή. Η εκ νέου χρήση, ή εκ νέου επεξεργασία ή ή εκ νέου αποστείρωση ενδεχεται επίσης να δημιουργήσουν κίνδυνο μόλυνσης της συσκευής ή/και να προκαλέσουν λοίμωξη στον ασθενή ή διασταυρούμενη μόλυνση, περιλαμβανομένης ενδεικτικής της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών από τον έναν ασθενή στον άλλο. Η μόλυνση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενή.

ANJÏYOGRAFÏK KATETERLER

KULLANMA TALİMATLARI

Açıklama: Anjiyografik kateterler tek kullanımlık, steril, pirojenik olmayan ve kullanıldıktan sonra atılan damar içi kateterlerdir.

Endikasyonlar: Anjiyografik kateterler, rutin tanı işlemleriyle birlikte radyopak medyanın damar sisteminde seçilen bölgelere verilmesi için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üzerinde işaret bantları bulunan anjiyografik kateterler anatomik ölçümler için de kullanılabilir.

Kontrendikasyonlar: Bilinen yok.

Uyarılar:

- Impress® hidrofilik kaplamalı anjiyografik kateter koroner arterlerde kullanılmamalıdır.
- Anjiyografik kateterler tek kullanımlıktır.
- Önerilen kilavuz tel boyutu: Bkz. ilgili kateter etiketi.
- Kilavuz tel kullanımı trombüs oluşma insidansında artış ile ilişkilendirilmiştir.

Önlemler:

- Ambalaj açılımsı veya hasta görümüşse kullanmayınız.
- Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- Otoklav yapmayınız.
- Kateter poynasını kavrayıp kateteri ambalajın içerisinde bulunmuş şekilde dikkatle çıkarınız.
- Kilavuz tel kateterden çıkarılırken bir direnç hissedilirse, damar duvarında olası hasarı önlemek için kilavuz tel ve kateteri aynı anda birlikte çıkarınız.
- Kan damarı içerisinde giren tüm cihazları kullanmadan önce steril heparinli salin veya benzer bir izotonik çözeltiyle flaş yapınız.
- Distal yüzeyinde hidrofilik polimer kaplama bulunan kateterlerle kayganlığın korunması için kateterin distal bölümünün yüzeyi çözeltiyle tamamen ıslanmış olmalıdır. Kullanmadan önce ve kullanım sırasında kateterin ıslatılmasına gereken özen gösterilmelidir.

Yan Etkiler:

Merit Medikal Anjiyografik Kateterler, perkütan kateter yerleştirilmesi konusunda bilgi sahibi hekimler tarafından kullanılmalıdır. Anjiyografik kateterlerin kullanımıyla ilişkili komplikasyonlar aşağıdakileri içermekte olup bunlarla sınırlı değildir:

- Trombüs oluşumu/emboli
- Hava embolisi
- Ponksiyon yerinde hematom
- Arter duvarında hasar
- Plajin yerinden çıkması
- Miyokardiyal infarktüs
- Kalp aritmisi
- Enfeksiyon
- Damar duvarının perforasyonu
- Kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon
- Damar tıkanıklığı
- Vasküler spazm
- İnme ve ölüm

Kullanma Talimatları:

- Merit Anjiyografik Kateterlerle birlikte üzeri kaplanmış kilavuz tel kullanılması önerilir.
- Seçilen damar girişi tekniğini kullanarak kateteri kan damarı içerisine sokunuz.
- PIGTAIL kateterler. Pigtail kateterler üzerinde bir düzeltirici bulunur. Kateter ucu kilavuz tel üzerindeyken, kolay çıkarması için bölünmüştür.
- Pigtail uç düzleşinceye kadar düzeltiriciyi ileri doğru kaydirmınız.
- Kateter ucunu kilavuz telin üzerine yerleştiriniz ve düzeltiriciyi çıkıntısından çekerek çıkarınız.
- İŞARET BANTLARI. Anatomik ölçüm doğruluğu ± %4'tür.

Açılmamış ve hasar görmemiş iç ambalajında steril olup pirojenik değildir. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.

YENİDEN KULLANIMIN ÖNLENMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sadece tek bir hastada kullanılır. Yeniden kullanmayınız, yeniden işleme tabi tutmayınız veya yeniden sterilize etmeyiniz. Yeniden kullanım, yeniden işleme tabi tutma veya yeniden sterilizasyon cihazın yapıs al бүтүнлүğүнү bozabilir ve/veya hastanın yararlanma, hastalık veya ölümle sonuçlanabilecek cihaz arızasına yol açabilir. Yeniden kullanım, yeniden işleme tabi tutma veya yeniden sterilizasyon cihazda kontaminasyon riski oluşturabilir ve/veya bulaşıcı hastalıkların bir hastadan diğereine geçmesi dahil, ancak bununla da sınırlı olmamak kaydıyla, hastanın enfekte olmasına veya çaraz enfeksiyona neden olabilir. Cihazın kontaminasyonu hastanın yararlanmasına, hastalanasına veya ölümüne yol açabilir.