




La protection par l'innovation

De la gestion des déchets à la protection contre les piqûres d'aiguilles et la prévention des erreurs, les utilisateurs savent pouvoir compter sur Merit Medical pour garantir leur bien le plus précieux : la sécurité.

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ MERIT

Merit Medical s'emploie à produire des dispositifs médicaux haut de gamme qui apportent une aide réelle au personnel soignant dans leur attachement quotidien à l'amélioration de la sécurité.



Prévention des erreurs médicales



PAL™ (PEN AND LABELS/STYLO ET ÉTIQUETTES)

Le système PAL est un système moderne d'étiquetage des médicaments. Chaque étiquette est en matériau transparent résistant à l'humidité. Le marqueur permanent stérile indélébile fourni permet d'inscrire les informations appropriées.



Seringues Medallion®

Ces seringues en polycarbonate sont conçues pour limiter le risque potentiel d'erreurs de médication. Le tube transparent permet d'identifier facilement les bulles d'air et procure une sensation identique à celle du verre. Vous disposez d'un large choix parmi les options de finitions mates, de pistons colorés, d'images préimprimées et d'options sur mesure.

Protection contre les blessures Gestion des déchets



SCALPELS DE SÉCURITÉ FUTURA®

Ces scalpels de sécurité automatiques à lame rétractable sont conçus pour protéger le personnel soignant et les patients de toutes coupures accidentelles. Le système d'activation à une seule main permet au médecin de s'intéresser exclusivement au lit opératoire.



BACKSTOP® & BACKSTOP® PLUS CUVETTES FERMÉES POUR DÉCHETS

Les systèmes BackStop et BackStop Plus conformes aux normes OSHA sont constitués de matériaux sans particules, d'un couvercle étanche et présentent une capacité de 500 ml. Conçus pour une élimination rapide et sûre du liquide.



SYSTÈME D'ANGIOGRAPHIE SECURELOC™

Aiguille d'introduction Grâce à sa conception exclusive, l'aiguille d'introduction SecureLoc permet aux médecins d'activer facilement un discret mécanisme de sécurité qui permet de gagner l'aiguille après utilisation pour limiter les risques de piqûre accidentelle présentant un danger.



MINISTOP® & MINISTOP® PLUS CUVETTES FERMÉES POUR DÉCHETS

Les systèmes MiniStop et MiniStop Plus conformes aux normes OSHA sont constitués de matériaux sans particules, d'un couvercle étanche et présentent une capacité de 100 ml. Conçus pour des procédures d'évacuation de liquide de volume inférieur.



RÉCIPIENTS PROVISOIRES POUR AIGUILLES SHORTSTOP®

Le système ShortStop est conçu pour recueillir provisoirement des aiguilles dans un dispositif protégé lorsque plusieurs piqûres sont nécessaires en cours d'intervention. Conçu selon le principe des cibles colorées et d'une bande adhésive destinée à la fixation sur un drap, une couverture ou un plateau.



CUVETTE FERMÉE POUR DÉCHETS DUGOUT®

Conforme aux normes OSHA, le système DugOut est constitué de matériaux sans particule, d'un compartiment secondaire destiné au stockage de produits auxiliaires ou de solutions salines, d'un couvercle étanche et présente une capacité de 1000 ml. Conçu pour éliminer rapidement et en toute sécurité de grands volumes issus des procédures de drainage.



SHORTSTOP ADVANTAGE®

Le système ShortStop Advantage est doté d'une nouvelle fonctionnalité d'accès latéral qui permet de placer une seringue chargée fixée à une aiguille, empêchant ainsi tout basculement ou courbure de l'aiguille.



RÉCIPIENT À DÉCHETS MERIT®

Le système fermé de gestion des déchets conçu par Merit offre une alternative économique et simple pour se conformer aux normes OSHA relatives à la gestion des déchets sanguins.

SHORTSTOP GRANDSTAND™

Le nec plus ultra pour assurer le maintien des aiguilles en position droite pour un encombrement minimum.

RÉCIPIENTS PROVISOIRES POUR AIGUILLES SHORTSTOP

SS10 - ShortStop -25 unités par boîte

SS20 - ShortStop Advantage - 25 unités par boîte

SS30 - ShortStop Grandstand - 10 unités par boîte

SCALPELS DE SÉCURITÉ FUTURA

SMS210 - # lame 10

SMS211 - # lame 11

SMS215 - # lame 15

50 unités par boîte

AIGUILLE D'INTRODUCTION POUR ANGIOGRAPHIE SECURELOC

SL18T71W - 18G, 7 cm (2 3/4")

SL18T71WS - 18G, 7 cm (2 3/4") Gaine Seldinger

SL21T71W - 21G, 7 cm (2 3/4")

SL21T71WS - 21G, 7 cm (2 3/4") Gaine Seldinger

25 unités par boîte

SERINGUES MEDALLION

MSSF011 - Seringue à finition mate 1ml

MSSF031 - Seringue à finition mate 3 ml

MSSF061 - Seringue à finition mate 6 ml

MSSF111 - Seringue à finition mate 10 ml

MSSF121 - Seringue à finition mate 20 ml

MSSF131 - Seringue à finition mate 30 ml

MSSF160 - Seringue à finition mate 60 ml

R13 - 00476-Styleo

Disponibles en sept couleurs en 1 ml, 3 ml, 6 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml et 60 ml configurations du produit. Seringues avec libellés sur mesure disponibles à la demande.

Consultez le catalogue produits pour en savoir plus. - 25 unités par boîte

PAL (PEN AND LABEL/STYLO ET ÉTIQUETTE)

PAL100 - Stylo et kit de 35 étiquettes

PAL200 - Stylo et kit de 24 étiquettes

PAL225 - Stylo, kit de 24 étiquettes et kit de 5 étiquettes pour cupule de fil-guide

PAL250 - Stylo, kit de 24 étiquettes et kit de 7 étiquettes pour grande cupule standard

PAL300 - Stylo et kit de 12 étiquettes

PAL325 - Stylo, kit de 12 étiquettes et kit de 5 étiquettes pour cupule de fil-guide

PAL350 - Stylo, kit de 12 étiquettes et kit de 7 étiquettes pour grande cupule standard

PAL400 - Stylo et kit de 12 étiquettes (vierges)

PAL425 - Stylo, kit de 12 étiquettes (vierges) et kit de 5 étiquettes pour cupule de fil-guide

PAL450 - Stylo, kit de 12 étiquettes (vierges) et kit de 7 étiquettes pour grande cupule standard

PAL500 - Kit de 5 étiquettes pour cupule de fil-guide

PAL600 - Kit de 7 étiquettes pour grande cupule standard

PAL700 - Stylo, kit de 35 étiquettes et kit de 7 étiquettes pour grande cupule standard - SANS INITIALES & DATE

Les kits d'étiquettes PAL sur mesure sont disponibles à la demande. - 25 unités par boîte

RÉCIPIENTS POUR DÉCHETS MERIT

MDD100 - Poche en PVC, avec tubes gros diamètre de 72" (183 cm) et raccord mâle Luer fixe.

MDD110 - Poche en PVC, avec tubes gros diamètre de 72" (183 cm), pince pour drap et clapet anti-retour unidirectionnel.

MDD200H - Poche en PVC, avec tubes gros diamètre de 48" (122 cm). Comprend un clapet anti-retour avec raccord Luer femelle et kit d'administration de liquide avec tubes gros diamètre de 72" (183 cm), clamp à roulette et perforateur avec prise d'air.

MDD220H - Poche en PVC, avec tubes gros diamètre de 48" (122 cm). Comprend un clapet anti-retour avec raccord Luer femelle et kit d'administration de liquide avec tubes gros diamètre de 72" (183 cm), clamp à roulette et perforateur avec prise d'air, et valve de reflux en option.

MDD300H - Poche en PVC et tubes gros diamètre de 48" (122 cm). Comprend un clapet anti-retour avec raccord Luer rotatif. Kit d'administration de liquide avec tubes gros diamètre de 72" (183 cm), clamp à roulette et perforateur avec prise d'air sélectionnable par l'utilisateur.

MDD400H - Poche en PVC et tubes gros diamètre de 48" (122 cm). Comprend un clapet anti-retour avec raccord Luer rotatif. Kit d'administration de liquide avec tubes gros diamètre de 72" (183 cm), clamp à roulette et chambre d'évacuation avec prise d'air et micro filtre.

MDD500H - Poche en PVC et tubes gros diamètre de 48" (122 cm). Comprend un clapet anti-retour, un raccord Luer rotatif et un robinet Marquis standard à 3 voies. Deux kits d'administration de liquide avec tubes gros diamètre de 72" (183 cm), clamp à roulette et perforateurs avec prise d'air sélectionnables par l'utilisateur.

MDD520H - Poche en PVC et tubes gros diamètre de 48" (122 cm). Comprend un clapet anti-retour, un raccord Luer rotatif et un robinet Marquis standard à 3 voies. Deux kits d'administration de liquide avec tubes gros diamètre de 72" (183 cm), clamp à roulette, perforateurs avec prise d'air sélectionnables par l'utilisateur, et valve de reflux en option.

Les configurations sur mesure sont disponibles sur demande.
20 unités par boîte

CUVETTES FERMÉES POUR DÉCHETS DUGOUT 1000 ML

DUG100 - Cuvette fermée pour déchets

DUG1SS - Cuvette fermée pour déchets (contient le SS10)

6 unités par boîte

CUVETTES FERMÉES POUR DÉCHETS BACKSTOP & BACKSTOP PLUS 500 ML

MBS100 - Cuvette fermée pour déchets

MBS100 - Cuvette fermée pour déchets avec récipient provisoire pour aiguilles

10 unités par boîte

CUVETTES FERMÉES POUR DÉCHETS MINISTOP & MINISTOP PLUS 100 ML

MMS100 - Cuvette fermée pour déchets

MMSP100 - Cuvette fermée pour déchets avec récipient provisoire pour aiguilles

20 unités par boîte

Pour en savoir plus, adressez-vous à vos représentants Merit Medical ou consultez notre site Internet sur www.merit.com.



Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT

www.merit.com

Merit Medical EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE (EMOA) • Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • The Netherlands • Tél. : +31 43 358 82 40

Merit Medical FRANCE • 136 avenue Joseph Kessel • 78960 Voisins-Le-Bretonneux • France • Tél. : +33 1 30 57 24 24

Numéro gratuit par pays:

Autriche 0800 295374 • Belgique 0800 729 06 (Flamand) 0800 731 72 (Français) • Danemark 80 88 00 24 • France 0800 91 60 30 • Allemagne 0800 182 08 71

République d'Irlande 1800 553 163 • Luxembourg 8002 25 22 • Pays-Bas 0800 022 8184 • Suède 020 79 24 45 • RU 0800 973 115 • Finlande 00800 6374 8633

400848002/A ID100610