


*Merit Medical hat sich zum Ziel gesetzt, einzigartige medizinische Geräte anzubieten, die das Klinikpersonal bei seinen Bemühungen unterstützen, ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.*



## Vermeidung von Medikationsfehlern



### **PAL™ (PEN AND LABELS – STIFT UND ETIKETTEN)**

*PAL ist ein rationelles medizinisches Etikettierungssystem. Jedes Etikett besteht aus transparentem, feuchtigkeitsbeständigem Material. Mit dem mitgelieferten sterilen und wischfesten permanenten Marker können wichtige Informationen notiert werden.*



### **Medallion®-Spritzen**

*Diese Polycarbonatspritzen tragen zur Minimierung des potenziellen Risikos von Medikationsfehlern bei. Durch den durchsichtigen, glatten Spritzenzylinder lassen sich leicht Luftblasen erkennen. Optional werden mattierte Felder, farbige Kolben, vordruckte und individuell gestaltbare Clichés angeboten.*

## Schutz vor scharfen/spitzen Instrumenten



### **FUTURA®-SICHERHEITSSKALPELLE**

*Diese automatisierten, einfahrbaren Sicherheitskalpelle sollen Klinikpersonal und Patienten vor versehentlichen Verletzungen schützen. Dank der einbändigen Aktivierung kann sich der Arzt auf die Operationsstelle konzentrieren.*



### **SECURELOC™-EINFÜHRNADEL**

*für angiographische Anwendungen  
Das einzigartige Design der SecureLoc-Einführnadel ermöglicht dem Klinikpersonal die einfache Aktivierung eines Sicherheitsmechanismus mit niedrigem Profil, wodurch die Nadel nach dem Gebrauch zur Minimierung gefährlicher Nadelstiche abgeschirmt wird.*



### **SHORTSTOP®-HALTERUNG FÜR DIE TEMPORÄRE AUFBEWAHRUNG VON SCHARFEN/SPITZEN INSTRUMENTEN**

*Der ShortStop ermöglicht eine sichere vorübergehende Aufbewahrung von scharfen/spitzen Instrumenten zwischen mehreren Einstichen im Rahmen eines Eingriffs. Ausgestattet mit buntem Zielscheibendesign und Klebeband zur Befestigung an einem Abdecktuch, einer Hülle oder einer Schale.*



### **SHORTSTOP ADVANTAGE®**

*ShortStop Advantage verfügt über einen neuen seitlichen Eingang, der die Platzierung einer an einer Nadel befestigten aufgezogenen Spritze ermöglicht und dadurch ein Abkippen oder Verbiegen der Nadel verbindet.*

### **SHORTSTOP GRANDSTAND™**

*Die beste Aufbewahrungsmöglichkeit, die wir zu bieten haben – ermöglicht eine senkrechte Aufbewahrung von scharfen/spitzen Instrumenten bei minimalem Platzbedarf.*

## Abfallmanagement



### **BACKSTOP® UND BACKSTOP® PLUS – GESCHLOSSENE ABFALLCONTAINER**

*Die Container BackStop und BackStop Plus erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen Arbeitsschutzbehörde OSHA. Sie sind aus partikelfreien Materialien gefertigt und verfügen über einen dichten Deckel sowie ein Fassungsvermögen für 500 ml Flüssigkeit. Für die schnelle und sichere Entsorgung von Flüssigkeiten.*



### **MINISTOP® UND MINISTOP® PLUS – GESCHLOSSENE ABFALLCONTAINER**

*Die Container MiniStop und MiniStop Plus erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen Arbeitsschutzbehörde OSHA. Sie sind aus partikelfreien Materialien gefertigt und verfügen über einen dichten Deckel sowie ein Fassungsvermögen für 100 ml Flüssigkeit. Für Prozeduren mit geringeren Flüssigkeitsmengen.*



### **DUGOUT® – GESCHLOSSENER ABFALLCONTAINER**

*Der DugOut-Container erfüllt die Anforderungen der US-amerikanischen Arbeitsschutzbehörde OSHA. Er ist aus partikelfreien Materialien gefertigt und verfügt über eine zweite Kammer zur Aufbewahrung von zusätzlichen Produkten oder Kochsalzlösung, einen dichten Deckel sowie ein Fassungsvermögen für 1000 ml Flüssigkeit. Für die schnelle und sichere Flüssigkeitsentsorgung bei Drainageverfahren mit großen Flüssigkeitsmengen.*



### **MERIT®-ENTSORGUNGSDIENST**

*Das geschlossene Abfallmanagementsystem von Merit ist eine kostengünstige und einfache Möglichkeit zur Erfüllung der OSHA-Richtlinien für die Handhabung von Blutabfällen.*

**SHORTSTOP-HALTERUNGEN FÜR DIE TEMPORÄRE AUFBEWAHRUNG  
VON SCHARFEN/SPITZEN INSTRUMENTEN**

- SS10** – ShortStop – 25 Einheiten pro Packung
- SS20** – ShortStop Advantage – 25 Einheiten pro Packung
- SS30** – ShortStop Grandstand – 10 Einheiten pro Packung

**FUTURA-SICHERHEITSSKALPELLE**

- SMS210** – Klinge Nr. 10
- SMS211** – Klinge Nr. 11
- SMS215** – Klinge Nr. 15  
50 Einheiten pro Packung

**SECURELOC-EINFÜHRNADEL FÜR ANGIOGRAPHISCHE ANWENDUNGEN**

- SL18T71W** – 18 G, 7 cm (2 3/4")
- SL18T71WS** – 18 G, 7 cm (2 3/4") Seldinger-Abschirmung
- SL21T71W** – 21 G, 7 cm (2 3/4")
- SL21T71WS** – 21 G, 7 cm (2 3/4") Seldinger-Abschirmung  
25 Einheiten pro Packung

**MEDALLION-SPRITZEN**

- MSSF011** – 1-ml-Spritze mit mattiertem Feld
- MSSF031** – 3-ml-Spritze mit mattiertem Feld
- MSSF061** – 6-ml-Spritze mit mattiertem Feld
- MSSF111** – 10-ml-Spritze mit mattiertem Feld
- MSSF121** – 20-ml-Spritze mit mattiertem Feld
- MSSF131** – 30-ml-Spritze mit mattiertem Feld
- MSSF160** – 60-ml-Spritze mit mattiertem Feld

Die Produktkonfigurationen 1 ml, 3 ml, 6 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml und 60 ml sind in sieben Farben erhältlich. Individuell bedruckte Spritzen auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie im Produktkatalog. – 25 Einheiten pro Packung

**PAL (PEN AND LABEL – STIFT UND ETIKETTEN)**

- PAL100** – Set aus Stift und 35 Etiketten
- PAL200** – Set aus Stift und 24 Etiketten
- PAL225** – Set aus Stift und 24 Etiketten sowie 5 Etiketten für Führungsdrahtschalen
- PAL250** – Set aus Stift, 24 Etiketten und 7 großen Etiketten für allgemeine Schalen
- PAL300** – Set aus Stift und 12 Etiketten
- PAL325** – Set aus Stift, 12 Etiketten und 5 Etiketten für Führungsdrahtschalen
- PAL350** – Set aus Stift, 12 Etiketten und 7 großen Etiketten für allgemeine Schalen
- PAL400** – Set aus Stift und 12 Blanko-Etiketten
- PAL425** – Set aus Stift, 12 Blanko-Etiketten und 5 Etiketten für Führungsdrahtschalen
- PAL450** – Set aus Stift, 12 Blanko-Etiketten und 7 großen Etiketten für allgemeine Schalen
- PAL500** – Set aus 5 Etiketten für Führungsdrahtschalen
- PAL600** – Set aus 7 großen Etiketten für allgemeine Schalen
- PAL700** – Set aus Stift, 35 Etiketten und 7 großen Etiketten für allgemeine Schalen  
– OHNE INITIALEN UND DATUM

Individuell gestaltete PAL-Etikettensets sind auf Anfrage erhältlich – 25 Einheiten pro Packung

**MERIT-ENTSORGUNGSDEPOTS**

**MDD100** – PVC-Beutel, Schlauchsystem mit 72" (183 cm) Innendurchmesser und festem männlichen Luer-Anschluss.

**MDD110** – PVC-Beutel, Schlauchsystem mit 72" (183 cm) Innendurchmesser, Klemme für Abdecktuch und 1-Weg-Kontrollventil.

**MDD200H** – PVC-Beutel, Schlauchsystem mit 48" (122 cm) Innendurchmesser. Beinhaltet ein Kontroll-Entlastungsventil mit weiblichem Luer-Anschluss und ein Flüssigkeitszufuhrset samt Schlauchsystem mit einem Innendurchmesser von 72" (183 cm), Rollenklemme und belüftetem Dorn.

**MDD220H** – PVC-Beutel, Schlauchsystem mit 48" (122 cm) Innendurchmesser. Beinhaltet ein Kontroll-Entlastungsventil mit weiblichem Luer-Anschluss und ein Flüssigkeitszufuhrset samt Schlauchsystem mit einem Innendurchmesser von 72" (183 cm), Rollenklemme und belüftetem Dorn, mit optionalem Rücklaufventil.

**MDD300H** – PVC-Beutel und Schlauchsystem mit 48" (122 cm) Innendurchmesser. Beinhaltet Kontrollventil mit drehbarem Luer-Anschluss. Flüssigkeitszufuhrset samt Schlauchsystem mit einem Innendurchmesser von 72" (183 cm), Rollenklemme und vom Anwender auswählbarem belüftetem Dorn.

**MDD400H** – PVC-Beutel und Schlauchsystem mit 48" (122 cm) Innendurchmesser. Beinhaltet Kontrollventil mit drehbarem Luer-Anschluss. Flüssigkeitszufuhrset samt Schlauchsystem mit einem Innendurchmesser von 72" (183 cm), Rollenklemme und belüfteter Tropfkammer mit Mikrofilter.

**MDD500H** – PVC-Beutel und Schlauchsystem mit 48" (122 cm) Innendurchmesser. Beinhaltet Kontroll-Entlastungsventil, drehbaren Luer-Anschluss und 3-Wege-Absperrhahn Marquis für Standarddruck. Zwei Flüssigkeitszufuhrsets samt Schlauchsystem mit einem Innendurchmesser von 72" (183 cm), Rollenklemme und vom Anwender auswählbarem belüftetem Dorn.

**MDD520H** – PVC-Beutel und Schlauchsystem mit 48" (122 cm) Innendurchmesser. Beinhaltet Kontroll-Entlastungsventil, drehbaren Luer-Anschluss und 3-Wege-Absperrhahn Marquis für Standarddruck. Zwei Flüssigkeitszufuhrsets samt Schlauchsystem mit einem Innendurchmesser von 72" (183 cm), Rollenklemme und vom Anwender auswählbaren belüfteten Dornen, mit optionalem Rücklaufventil.

Individuelle Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.  
20 Einheiten pro Packung

- DUGOUT** – GESCHLOSSENER ABFALLCONTAINER 1000 ML
- DUG100** – geschlossener Abfallcontainer
- DUG1SS** – geschlossener Abfallcontainer (enthält den SS10)  
6 Einheiten pro Packung

- BACKSTOP UND BACKSTOP PLUS** – GESCHLOSSENE ABFALLCONTAINER 500 ML
- MBS100** – geschlossener Abfallcontainer
- MBSP100** – geschlossener Abfallcontainer mit Halterung für die temporäre Aufbewahrung von scharfen/spitzen Instrumenten  
5 Einheiten pro Packung

- MINISTOP UND MINISTOP PLUS** – GESCHLOSSENE ABFALLCONTAINER 100 ML
- MMS100** – geschlossener Abfallcontainer
- MMSP100** – geschlossener Abfallcontainer mit Halterung für die temporäre Aufbewahrung von scharfen/spitzen Instrumenten  
20 Einheiten pro Packung

Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Merit Medical-Vertriebsbeauftragten oder auf unserer Website unter [www.merit.com](http://www.merit.com).





## ***Schutz durch Innovation***

*Vom Abfallmanagement über den Schutz vor scharfen/spitzen Instrumenten bis hin zur Vermeidung von Medikationsfehlern verlassen sich Kunden auf Merit Medical, wenn es um höchste Sicherheitsanforderungen geht.*

# **SICHERHEITSLÖSUNGEN VON MERIT**