

*Главный среди многоцелевых
микрокатетеров*

MERIT
MAESTRO® микрокатетер



MERIT MAESTRO®

микрокатетер

Многоцелевой микрокатетер для коронарных и периферических сосудов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Гибкий дистальный конец длиной 20 см
для atraumaticного продвижения по сосуду

Гидрофильное покрытие дистальных 80 см
для беспрепятственного прохождения извитых сосудов

Рентгеноконтрастная метка
для облегчения визуализации дистального кончика. Расположена на расстоянии 1,3 мм проксимально от дистального кончика

Новый дизайн кончика Swan Neck
высокая эффективность заранее сформированного дистального конца, идеально подходит для доступа к артерии печени



(2) шприцы Medallion® вместимостью 3 мл для смешивания эмболизирующих агентов и сфер




НОВИНКА

КОНФИГУРАЦИЯ КОНЧИКА SWAN NECK

При изготовлении катетеру придана изогнутая форма Swan Neck.

При позиционировании катетера с кончиком "Swan Neck" вторичная кривизна предотвращает отскакивание катетера рикошетом при введении эмболизирующих агентов.




Merit Maestro®

микрокатетер

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Номер по каталогу	Проксимальный	Дистальный	Длина (см)	Кончик	Внутренний диаметр	Проводник	Рекомендованный проводниковый катетер
2, 8	FR	С У Ж А Ю Щ И Й С Я	2, 4 FR	Д О 2, 4 FR			
28MC24110ST	2,8 Fr	2,4 Fr	110	Прямой	0,020" (0,52 мм)	0,018" (0,46 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC24130ST	2,8 Fr	2,4 Fr	130	Прямой	0,020" (0,52 мм)	0,018" (0,46 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC24150ST	2,8 Fr	2,4 Fr	150	Прямой	0,020" (0,52 мм)	0,018" (0,46 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC2411045	2,8 Fr	2,4 Fr	110	45 градусов	0,020" (0,52 мм)	0,018" (0,46 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC2413045	2,8 Fr	2,4 Fr	130	45 градусов	0,020" (0,52 мм)	0,018" (0,46 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC2415045	2,8 Fr	2,4 Fr	150	45 градусов	0,020" (0,52 мм)	0,018" (0,46 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC24110SN	2,8 Fr	2,4 Fr	110	Swan Neck	0,020" (0,52 мм)	0,018" (0,46 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC24130SN	2,8 Fr	2,4 Fr	130	Swan Neck	0,020" (0,52 мм)	0,018" (0,46 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC24150SN	2,8 Fr	2,4 Fr	150	Swan Neck	0,020" (0,52 мм)	0,018" (0,46 мм)	0,040" (1,02 мм)



2, 8 FR БЕЗ СУЖЕНИЯ							
28MC28110ST	2,8 Fr	2,8 Fr	110	Прямой	0,024" (0,62 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC28130ST	2,8 Fr	2,8 Fr	130	Прямой	0,024" (0,62 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC28150ST	2,8 Fr	2,8 Fr	150	Прямой	0,024" (0,62 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC2811045	2,8 Fr	2,8 Fr	110	45 градусов	0,024" (0,62 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC2813045	2,8 Fr	2,8 Fr	130	45 градусов	0,024" (0,62 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC2815045	2,8 Fr	2,8 Fr	150	45 градусов	0,024" (0,62 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC28110SN	2,8 Fr	2,8 Fr	110	Swan Neck	0,024" (0,62 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC28130SN	2,8 Fr	2,8 Fr	130	Swan Neck	0,024" (0,62 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,040" (1,02 мм)
28MC28150SN	2,8 Fr	2,8 Fr	150	Swan Neck	0,024" (0,62 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,040" (1,02 мм)



2, 9 FR БЕЗ СУЖЕНИЯ							
29MC29110ST	2,9 Fr	2,9 Fr	110	Прямой	0,027" (0,68 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,042" (1,07 мм)
29MC29130ST	2,9 Fr	2,9 Fr	130	Прямой	0,027" (0,68 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,042" (1,07 мм)
29MC29150ST	2,9 Fr	2,9 Fr	150	Прямой	0,027" (0,68 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,042" (1,07 мм)
29MC2911045	2,9 Fr	2,9 Fr	110	45 градусов	0,027" (0,68 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,042" (1,07 мм)
29MC2913045	2,9 Fr	2,9 Fr	130	45 градусов	0,027" (0,68 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,042" (1,07 мм)
29MC2915045	2,9 Fr	2,9 Fr	150	45 градусов	0,027" (0,68 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,042" (1,07 мм)
29MC29110SN	2,9 Fr	2,9 Fr	110	Swan Neck	0,027" (0,68 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,042" (1,07 мм)
29MC29130SN	2,9 Fr	2,9 Fr	130	Swan Neck	0,027" (0,68 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,042" (1,07 мм)
29MC29150SN	2,9 Fr	2,9 Fr	150	Swan Neck	0,027" (0,68 мм)	0,021" (0,53 мм)	0,042" (1,07 мм)



Все микрокатетеры Merit Maestro имеют номинальное динамическое давление инфузии 56 кг/см² (800 фунтов на квадратный дюйм).

ЭМБОЛИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

	Эмболы	Сферы	Спиральи
2,8 FR / 2,4 FR	Эмболы ≤ 700 мкм	Микросферы ≤ 700 мкм	0,46 мм / 0,018 дюйма
2,8 FR / 2,8 FR	Эмболы ≤ 700 мкм	Микросферы ≤ 700 мкм	0,46 мм / 0,018 дюйма
2,9 FR / 2,9 FR	Эмболы ≤ 900 мкм	Микросферы ≤ 900 мкм	



Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 (США) • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT

www.merit.com

Merit Medical EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA (EMEA) • Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • The Netherlands (Нидерланды) • Тел.: +31 43 358 82 40

Бесплатные номера телефонов для отдельных стран:

Австрия 0800 295374 • Бельгия 0800 729 06 (голландский язык) 0800 731 72 (французский язык) • Дания 80 88 00 24 • Франция 0800 91 60 30 • Германия 0800 182 08 71 •

Ирландская Республика 1800 553 163 • Люксембург 8002 25 22 • Нидерланды 0800 022 8184 • Швеция 020 79 24 45 • Соединенное Королевство 0800 973 115 • Финляндия 00800 6374 8633

Патенты США № 6,808,380 и JP3386802

401840005/A ID 040212